

		Sirona	Ritter	Morita	Planmeca	Ultradent	KaVo
Spezielle Einheiten		SINIUS, INTEGO, TENEO	Contact World, Ultra Perfo	z.B. Spaceline EMCIA	Sovereign Classic	UD 510	KaVo ESTETICA E70/E80 Vision, KaVo ESTETICA E50 Life
Produkteigenschaften	max. Belastungsfähigkeit	bis zu 185 kg (INTEGO)	bis ca. 180 kg voll einsetzbar; ab höheren Gewichten verschiedene Positionen eingeschränkt nutzbar; Ultra Performance A bis 220 kg uneingeschränkt	150 - 180 kg (je nach Modell)	Alle Behandlungseinheiten erfüllen Mindestnorm von 135 kg; Sovereign Classic Belastung bis 200 kg	Behandlungseinheiten erfüllen die Mindestnorm von 135 kg; auf Nachfrage individuelle Prüfung, ob höhere Zuladung möglich ist, max. 150-160 kg; DU 510 Hubkraft 200 kg	180 kg (KaVo Estetica E70/E80 Vision) bzw. 185 kg (KaVo ESTETICA E50 Life)
	Erleichterungen für Patienten	wegklappbare bzw. abnehmbare Armlehnen erleichtern den Einstieg	wegklappbare Armlehnen zwecks Platzgewinnung	automatisch abklappendes Fußteil ermöglicht barrierefreien Ein- & Ausstieg	Behandlungseinheit lässt sich in Behandlungszimmer hinein drehen, wodurch Behandlung im Rollstuhl ermöglicht wird	individuell einstellbare Armlehnen, sicherer und bequemer Halt durch spezielle Konstruktion von Kopfstütze & Kopfpolster	leicht verstellbare Armlehnen
	Liegen / Rückenlehne / Polster	breite Rückenlehne von 610 mm	extrabreite Liegen & Rückenlehnen, speziell bequeme Komfortpolster	bequeme Polster der Liegefläche passen sich der Körperkontur an	breite Rückenlehne von 670 mm	große bequeme OP-Liegefläche	k. A.
	Einstieg & Höhenverstellung	anpassbare Einstiegshöhe, die patientenindividuell gespeichert werden kann	k. A.	keine ruckartigen Bewegungen durch robusten hydraulischen Hubantrieb	solide Metallkonstruktion, Bewegungsmechanismus nach Wagenheber-Prinzip, leistungsstarke leise Elektromotoren	freier Zugang von allen Seiten, großer Auf- und Abbewegungsbereich, individuelle Beweglichkeit	k. A.
	Behandlungstipps	k. A.	Behandlungen auf niedriger Position	Liege auf Arbeitshöhe fahren bevor Patient Platz nimmt	Vergleich der Gewichtsbeschränkung der Einheit mit Patientengewicht und evtl. Alternativlösung in liegender Position	Chirurgiestuhl in Kombination mit mobiler Wassereinheit und Cart als spezieller Adipositas-Behandlungsplatz	Einhaltung des max. Patientengewichts, da bei Unfall, der nachweislich auf zu hohes Patientengewicht zurückzuführen ist, Haftung von Hersteller auf Betreiber übergeht

Quelle / Copyright: Dentista e.V. / 2016